



### Ciljna grupa

Monofokalno sočivo sa perifernim defokusom za delimičnu kontrolu progresije miopije. Uzrast dece od četiri godine do 18 godina.

### Tehnologija

OPTO Plus MyoStop

### Poručivanje dioptrija

1/4

### Način izrade

Unutrašnja izrada monofokalnog sočiva. Dizajn sočiva je decentriran 2,5 mm u odnosu na geometrijski centar sočiva.

### Način poručivanja

- Forma okulara
- IPD, OCHT, DBL

### Tri različita dizajna PolinoMyo sočiva

#### PolinoMyo 25


- centralno vidno polje između 9 mm i 10 mm, u zavisnosti od refraktivnih vrednosti
- kružni defokus 2,5 D
- uzrast dece od 4 do 8 godina

#### PolinoMyo 16

- centralno vidno polje između 10 mm i 12 mm, u zavisnosti od refraktivnih vrednosti
- kružni defokus 1,6 D
- uzrast dece od 9 do 13 godina


#### PolinoMyo 10

- centralno vidno polje između 11 mm i 18 mm u zavisnosti od refraktivnih vrednosti
- kružni defokus 1.0 D
- uzrast dece od 14 do 18 godina



### Polino Myo defokus sočiva

Defokus na osnovu dečjeg uzrasta



Vidno polje sa RX dioptrijom